

Link do produktu: <https://cbdzo.sklep.pl/strzykawka-z-mikroczipem-rf-idw-2-kod-901-8mmx14mm-p-1.html>

## Strzykawka z mikroczipem RF-IDW-2 (kod 901) 8mmx1.4mm



Cena	<b>10,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>RF-IDW-2 (kod 901)</b>
Kod EAN	<b>5905274239918</b>
Producent	<b>RFOG</b>
standard odczytu	<b>FDX-B</b>
rozmiar mikroczipa	<b>8mm x 1.4mm</b>
Model	<b>RF-IDW-2 kod 901</b>
kod kraju	<b>901</b>

### Opis produktu

**Numer początkowy mikroczipa: 901..(numer nadany przez organizację ICAR, tylko i wyłącznie dla firmy RFOG jako producenta i dystrybutora certyfikowanych urządzeń do znakowania zwierząt)**

#### Specyfikacja techniczna zestawu RF-IDW-2 dla małych zwierząt

- jednorazowy aplikator - strzykawka z mikroczipem;
- zestaw zawiera 6 naklejek z numerem czipa i kodem kreskowym;
- spełniający wszystkie normy **ISO 24631-1, 24631-3, 3166-1**

#### Transponder:

- **standard czipa: ISO 11784/11785 FDX-B;**
- typ czipa: HitagS-256/EM4305, 134,2KHz;
- **wymiary: długość 8mm, średnica 1.4mm ± 0,1mm;**
- rodzaj sterylizacji: tlenek etylenu;
- klasa szczelności: IP67;
- temperatura przechowywania -30°C do +85°C;
- gwarancja: dożywotnia (po implantacji)

#### Cechy zestawu microchip RF-IDW-2 8mm x 1.4mm do chipowania małych zwierząt:

- zapewnia bezpieczeństwo w programach identyfikacji i ewidencji zwierząt;
- bardzo dobra trwałość i jakość wykonania;
- igła wykonana z najwyższej jakości stali chirurgicznej;
- zastosowano technologie Parylene C w celu zabezpieczenia mikroczipa;
- zastosowano szkło biokompatybilne w celu ochrony organizmu zwierzęcia;
- system **Anti Drop System** - zapobiega wypadaniu transpondera aż do momentu jego implementacji;
- 100% niezawodności;
- **zgodny z wszystkimi normami ICAR ISO standard 24631-Part 1 "ISO 11784/11785, ISO standard 24631-3 (Radiofrequency identification of animals Evaluation of performance of RFID transponders conforming with ISO 11784 and ISO 11785 ;**
- odległość odczytu zróżnicowana od rodzaju czytnika.

## REJESTRUJĄC ZWIERZĘ W bazie CBDZOE, URUCHAMIASZ PROCEDURE



## REJESTRACJI NUMERU MIKROCZIPA W ŚWIATOWEJ BAZIE DANYCH WORLDNET

**MIKROCZIP** jest kompatybilny (współpracuje) z drzwiczkami (klapą) dla kota **SureFlap**, **PetSafe**, **Closer Pets**, **FERPLAST** i innymi które wyposażone są w czytnik mikrochipów (standard **FDX-B**).

